

LADY-COMP® BABY-COMP®

Informacja prasowa

Szczecin, 21 lipca 2011

Nowoczesna antykoncepcja bez hormonów



Nowoczesna antykoncepcja wykorzystuje zdobycza technologii i miliony danych nie ingerując w organizm kobiety, i nie wywołując efektów ubocznych. Komputery cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly to bezpieczna forma antykoncepcji dla kobiety w każdym wieku.

Co to są komputery cyklu?

Komputery cyklu to urządzenia medyczne (certyfikat urządzeń medycznych klasy II B nr 51210-16-00 nadany przez jednostkę notyfikującą Dekra Certification GmbH z siedzibą w Stuttgarcie) wyznaczające dni płodne i niepłodne oraz owulację. Są przeznaczone dla kobiet świadomych swojego ciała i zachodzących w nim procesów biologicznych. Dzięki znajomości swojego cyklu przy pomocy tego urządzenia, kobieta może świadomie podejmować decyzję o zapobieganiu ciąży, bądź przeciwnie – o poczęciu. Komputery cyklu są bezpieczną formą antykoncepcji, gdyż nie wywołują żadnych skutków ubocznych, w przeciwieństwie do hormonalnych metod

zapobiegania ciąży. 14 listopada 2010 roku komputery cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly uzyskały pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Sposób działania

Komputery cyklu wykorzystują najważniejszy symptom płodności, jakim są zmiany temperatury zachodzące w organizmie kobiety. Ich pomiar dokonywany jest przez ultra dokładny sensor trzymany pod językiem przez około 30-40 sekund, mierzący zmiany temperatury do setnych części stopnia. Komputery cyklu posiadają wprowadzony do swej pamięci blisko jeden milion cykli kobiet, przez co posiadają niemal każdy możliwy profil zmian temperatury w cyklu. Dzięki posiadanej bazie danych nawet najbardziej nieregularne cykle miesięczkowe są prawidłowo rozpoznawane, a zmiana stref czasowych, zmiany temperatury wywołane chorobami, czy nieregularny tryb życia nie stanowią tu przeciwwskazania i nie wpływają negatywnie na poprawność oceny płodności.

Skuteczność na poziomie 99,36%

Dotychczas metody i urządzenia stosowane w celu wyznaczania dni płodnych, były stosowane głównie przez pary starające się o dziecko, ponieważ stosowane jako antykoncepcja nie cechowały się najlepszą skutecznością. Absolutnie inaczej jest w przypadku komputerów cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly – w badaniu przeprowadzonym w listopadzie ubiegłego roku komputery te uzyskały współczynnik Pearl'a na poziomie 0,64. Oznacza to, iż osiągają skuteczność 99,36%, co można porównywać ze skutecznością antykoncepcji hormonalnej.

Opisy poszczególnych komputerów cyklu

Beata Mąkolska, PR & marketing

beata.makolska@ladycomp.pl

tel. 509 45 82 89

Ladycomp.pl – nowoczesna antykoncepcja każdej kobiety

Pearly



Mini wersja Lady-Comp dedykowana również młodym kobietom z wbudowanym budzikiem. Limit czasowy na wykonanie pomiaru – 6 godzin. Dokładność sensora jest na poziomie 0,01 °C. Ma wgraną bazę danych o ponad 1 milionie cykli kobiet. Prognozuje płodność na kolejne 6 dni. Skuteczność: 99,3%. Stosowanie komputera nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

Wbudowana bateria o żywotności 2-3 lat (wymienialna).

Waga: 52g

Wymiary: 7x10cm

Cena: 1299zł

Lady-Comp



Nowoczesny, skuteczny (99,3%), zdrowy komputer cyklu, także z wbudowanym budzikiem i bazą danych o ponad 1 milionie cykli kobiet. Limit czasowy na wykonanie pomiaru – 6 godzin. Dokładność sensora jest na poziomie 0,01 °C. Lady-Comp jest polecany jako antykoncepcja dla Pań odkładających poczęcie dziecka na późniejszy czas. Stosowanie komputera nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Komputer dokładnie wyznacza dni płodne, nie płodne, owulację, pamięta wszystkie wykonane pomiary i prognozuje płodność na kolejnych 6 dni. Posiada opcję statystyk cyklu, ma wbudowany akumulator, a ładowarka w komplecie do urządzenia zapewnia długotrwałe użytkowanie komputera.

Średnica: 14cm

Waga: 200g

Cena: 1999zł

Baby-comp



Komputer cyklu przeznaczony do planowania rodziny oraz antykoncepcji. Umożliwia planowanie rodziny, pomaga przy problemach z poczęciem. Idealny dla par starających się o dziecko. Skuteczność: 99,3% (antykoncepcja), baza danych o ponad 1 milionie cykli kobiet. Limit czasowy na wykonanie pomiaru – 6 godzin, dokładność sensora: 0,01 °C. Stosowanie komputera nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

Komputer dokładnie wyznacza dni płodne, nie płodne, owulację, pamięta wszystkie wykonane pomiary i prognozuje płodność na kolejnych 6 dni. Posiada opcję statystyk cyklu, prognozując datę poczęcia i porodu, posiada program do planowania płci dziecka (skuteczność 80%). Ma wbudowany akumulator, a ładowarka w komplecie do urządzenia zapewnia długotrwałe użytkowanie komputera.

Średnica: 14cm

Waga: 200g

cena: 2499zł

Komputery cyklu Lady-Comp, Baby-Comp oraz Pearly, są produkowane i sprzedawane na całym świecie od ponad 25 lat. W Polsce komputery cyklu można zamówić pod adresem: www.ladycomp.pl oraz kupić w wybranych aptekach na terenie całego kraju.

Beata Mąkolska, PR & marketing

beata.makolska@ladycomp.pl

tel. 509 45 82 89

Ladycomp.pl – nowoczesna antykoncepcja każdej kobiety